

REPORTE DE SEGURIDAD

CIRCUITOS RESPIRATORIOS NEONATALES: RIESGO DE DAÑOS AL PACIENTE COMO CONSECUENCIA DE LA DESCONEXIÓN DEL TUBO (Y DE UN CONECTOR UNIDO AL TUBO) DEL CODO DENTRO DE LOS CIRCUITOS RESPIRATORIOS NEONATALES.

Reporte de Seguridad N° 50 Martes, 21 de marzo de 2023

La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA), Doctor. Leopoldo Izquieta Pérez; a través del Centro Nacional de Farmacovigilancia (CNFV) da a conocer a los profesionales de la salud y al público en general información de seguridad procedente de la notificación de acción de campo final N°SI22-170 publicada por la empresa fabricante Armstrong Medical, relacionada a circuitos respiratorios neonatales: riesgo de daños al paciente como consecuencia de la desconexión del tubo (y de un conector unido al tubo) del codo dentro de los circuitos respiratorios neonatales, el cual describe lo siguiente:

Circuitos respiratorios neonatales: riesgo de daños al paciente como consecuencia de la desconexión del tubo (y de un conector unido al tubo) del codo dentro de los circuitos respiratorios neonatales.



Por favor, distribuya este Aviso de Seguridad de Campo (FSN) a todas las personas de su organización que necesiten conocerlo.

Tipo de acción:

Comunicar un riesgo identificado de daño al paciente como resultado del entubado (y un conector unido al tubo) desconectándose del codo dentro del Circuito Respiratorio Neonatal.

Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria

Dirección: Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social, Ofc. 410 y 503

Teléfono: 02 3933790 Ext. 8900 - 01 - 02 Quito - Ecuador





Dispositivos:	Circuitos de ventilador calefactado Aquavent Neo, sistemas de oxígeno humidificado NeoFlow, sistemas de nCPAP Aquavent Neo.					
Fabricante:	Armstrong Medical Limited, Wattstown Business Park, Newbridge Road, Coleraine, BT52 1BS, Irlanda del Norte.					
Fecha de emisión:	03 mar 2023					
A la atención de:	Profesionales sanitarios que trabajen en áreas de cuidados críticos de hospitales y todas las demás personas a las que se hayan transferido dispositivos potencialmente afectados, incluidos los distribuidores.					
Ámbito de actuación:	Fabricación Aviso de seguridad de campo específico para LOT					
Palabras clave:	Circuitos de ventilador calefactado Aquavent Neo, sistemas de oxígeno humidificado NeoFlow, sistemas de nCPAP Aquavent Neo, presión positiva continua neonatal en las vías respiratorias alta Oxigenoterapia de flujo					

Resumen

Se ha notificado a Armstrong Medical la desconexión del tubo (y de un conector conectado al tubo) del codo del circuito de respiración neonatal contenido en los siguientes dispositivos, como se indica en la imagen anterior. Esto podría provocar (1.) un retraso en el tratamiento del paciente y/o (2.) desaturación de oxígeno, (3.) colapso pulmonar (atelectasia), (4.) incapacidad de mantener un soporte de presión pulmonar adecuado o (5.) incapacidad de proporcionar medios de intercambio de gas alveolar, cualquiera de los cuales podría provocar lesiones en el paciente, incluida una parada cardiaca que provocaría un deterioro irreparable o la muerte.

Estamos investigando un informe de un hospital sobre la desconexión de una rama inspiratoria calefactada de un conector de codo unido a la salida de la cámara de humidificación. En este informe, ha sido posible que el tubo (y un conector unido al tubo) se desconecte del codo durante el uso clínico y con manipulación limitada. Esta misma característica de construcción está presente en la rama espiratoria de nuestros circuitos neonatales de ventilador doble calefactado y, por lo tanto, se incluye en esta FSN.

Todos los dispositivos identificados en la **Tabla 1** deben retirarse del uso clínico y devolverse a Armstrong Medical.

Descripción de la acción

Todos los dispositivos identificados en la Tabla 1 deben devolverse a Armstrong Medical. Si se solicita, se proporcionará un producto de sustitución de nueva fabricación.

Medidas que deben adoptar los usuarios

Se ruega a los usuarios que revisen la lista de dispositivos potencialmente afectados en la Tabla 1 y devuelvan el formulario de respuesta FSN cumplimentado a Armstrong Medical o a un distribuidor designado. Hasta que finalice la investigación, los productos de nueva fabricación se someterán a pruebas de desconexión como parte del proceso de producción. Cuando no sea práctico devolver los dispositivos, le pedimos que tome las siguientes medidas inmediatas con los circuitos en uso:

Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria



Teléfono: 02 3933790 Ext. 8900 - 01 - 02 Quito - Ecuador





- 1. Los cuidadores deben aumentar la frecuencia de observación del circuito respiratorio para comprobar que la(s) extremidad(es) calentada(s) no se ha(n) desconectado. Durante la oxigenoterapia nasal de alto flujo (HFNC, por sus siglas en inglés), dado que una posible desconexión puede no dar lugar a una alarma, los cuidadores deben estar especialmente atentos.
- 2. Los cuidadores deben responder a cualquier alarma de equipo conectado que indique (1.) pérdida de suministro de gas, (2.) pérdida de PAP (presión positiva en las vías respiratorias) o (3.) bajo nivel de oxígeno comprobando que la(s) extremidad(es) calentada(s) no se haya(n) desconectado.
- **3.** Si una extremidad calentada se ha desconectado, o parece probable que se desconecte con una mínima manipulación, sustituya el circuito respiratorio o las extremidades calentadas del circuito respiratorio y continúe con la terapia clínica. Le rogamos que informe de cualquier desconexión observada a Armstrong Medical.

Acción correctiva de seguridad sobre el terreno

Este aviso de seguridad de campo se publica para facilitar un aviso de seguridad de campo de un lote de fabricación específico de un producto que informa de la retirada del producto. En la tabla 1 se detallan todos los códigos de producto y lotes de productos sanitarios acabados que están sujetos a este aviso de seguridad.

Tabla 1. Dispositivos afectados

Los seis dígitos del número de LOTE son la fecha de fabricación y siguen el formato - DDMMAA (que significa Día Mes Año). Por ejemplo: El número de LOTE 010223 significa que los dispositivos se fabricaron el primero de febrero de 2023.

Product Codes Affected	Lot Number Affected					
AMCAI1303-004	110221					
AMCP1408-002	260718	281020	290321	040222		
	250919	061120	190721	190522		
	030120	071120	290721	100622		
	010420	131120	300721	290622		
	180920	251120	090921	070722		
	121020	171220	081021	220722		
	131020	181220	231121	211122		
AMCP1408-003	100518	270120	181120	110222		
	160419	120220	041220	070322		
	090819	200420	010321	250722		
	030919	190620	030621	020822		
	100919	290620	020821	011122		
	051119	030920	030821			
	021219	021120	160921			
AMCP1408-004	170918	210819	220120			
AMCP1408-005	250918	010420	070922			
	111218	160622	031122			
	180419	270722	131222			
	300919	310822				
	020320	060922				
AMCP1408-010	100418	170718	220319			
	240418	241018	080519			
	270418	261118	240619			
	060618	030119	180719			
	210618	060219	300919			
AMCP1409-013	160418	200819	040221	300621		

Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria

Dirección: Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social, Ofc. 410 y 503

Teléfono: 02 3933790 Ext. 8900 - 01 - 02 Quito - Ecuador





	190618	220819	120321	250821
	230818	010420	250521	041021
AMCP1409-015	160919	190320	110520	•
AMCP1409-017	080518	080119	140420	
	201118	240919	170620	
	271118	021019	080920	
	041218	071019	170920	
	111218	021219	120821	
	311218	170320		
AMCP1409-022	161118			
AMCP1409-023-1	120220			
AMCP1409-024	260219			
AMCP1409-028	180618			
AMCP1409-030	100418	310719	080920	120122
	080518	091019	081220	090222
	210618	161019	070121	150222
	140818	191019	260121	230222
	111218	181119	280121	050422
	131218	201119	040521	010722
	040119	231219	140621	050722
	220119	290120	220621	220722
	280219	030220	240621	240822
	150319	050220	110821	070922
	190319	140420	210921	210922
	260319	150420	240921	041122
	160419	200420	290921	190123
	170419	100620	211021	
	130519	120620	021121	
	050619	150620	081221	
	170619	160620	151221	
	200619	240820	161221	
	160719	260820	221221	

Dirección: Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social, Ofc. 410 y 503

Teléfono: 02 3933790 Ext. 8900 - 01 - 02 Quito - Ecuador





	050440	024040	040534	272522	
AMCP1409-031	060418	021019	010621	270522	
	150518	111019	170621	150622	
	250518	011119	290621	220622	
	100718	171219	170821	010722	
	040918	230320	020921	080722	
	161118	010420	150921	260722	
	131218	260520	270921	120822	
	070119	300520	201021	230822	
	090119	170620	271021	200922	
	100119	030820	281021	290922	
	140119	111120	141221	201222	
	220119	071220	050122	231222	
	240219	111220	120122	230123	
	260219	130121	270122		
	280219	260121	040222		
	010419	110221	020322		
	010519	240221	160322		
	160719	160421	290422		
AMCP1409-036	120418	120419	040320	021220	230222
	240518	300419	160320	081220	080322
	280818	060619	070420	240221	310522
	131118	020719	200420	220421	290622
	071218	280819	280520	290421	300622
	171218	111019	160620	080921	
	210119	041219	230720	011121	1
	050219	091219	210920	181121	
AMCP1409-037	110518	020919	081220	091121	240822
AIVICI 1403 037	130618	270919	141220	101121	060922
	290618	171019	171220	111121	080922
	020818	221019	130121	151121	090922
	310818	241219	260121	191121	120922
	021118	251219	100221	131221	150922
	301118 111218	160120 230120	240221 110321	171221 211221	280922 290922
	070119	280120	160321	310122	071022
	180119	290120	190321	150222	191022
	190119	020320	200321	210222	231222
	150219	030320	260321	150322	180123
	190319	100320 110320	290321	160322 280322	190123
	120419 150419	120320	160421 060521	290322	200123 250123
	240419	130320	140521	310322	030223
	200519	140320	210521	050422	
	210519	080720	270521	210422	
	120619	240720	100621	130522	_
	020719 040719	250920 280920	280721 300721	090622 220622	-
	160719	191020	160821	240622	1
	180719	201020	070921	270622	
	190719	181120	270921	060722	
	200819	191120	280921	100822	
	210819 280819	251120 261120	011121 031121	120822 170822	
	290819	271120	081121	230822	
AMCP1409-038	110119	230320	140722		
	190819	021020	011222		
	200220	140322	211222		
AMCP1409-039	170119	260219	271022		
AMCP1409-042	080920 081020	020222 040322	271022 311022		
	220421	160322	171122		
	140521	130422	241122		
	200524				
	300621 150721	250522 010622	071222 071222		

Dirección: Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social, Ofc. 410 y 503

Teléfono: 02 3933790 Ext. 8900 - 01 - 02 Quito - Ecuador





	240021	070633	001222		
	240821	070622	081222		
	010921	040822	091222		
	211021	260822	131222		
	101121	010922	151222		
	121121	290922	211222		
	241121	131022	231222		
	031221	201022	160223		
AMCP1409-044	060618	030320	250521	100622	
	070618	040320	100621	130622	
	300818	100320	090821	220622	
	261118	110320	250821	240622	
	271118	120320	310821	270622	
	281218	130320	130921	060722	
	180219	140320	240921	170822	
	220319	230720	261021	180822	
	200519	270720	061221	050922	
	140619	290720	141221	090922	
	010819	300720	040122	150922	
	020819	130820	120122	160922	
	150819	220920	040222	171022	
	200819	230920	170222	091122	
	290819	280920	100322	040123	
	230919	231020	140322	190123	
	300919	181120	210322	200123	
	301019	231120	230322	030223	
	251119	251120	240322	080223	
	261119	261120	050422	405042	
	271119	271120	130522		
	171219	311220	160522		
	181219	210521	090622		
AMCP1409-045	090420	200420	121020		
	200420	020620	171220		
AMCP1409-049	180418	170119	270120	160821	150622
	300418	220119	060220	240821	300622
	010518	120219	240220	250821	250722
	100518	280219	020320	060921	010822
	150518	070319	030320	300921	020822
	240518	080319	040320	061021	210922
	310518	010419	170320	071021	220922
	060618	030419	230320	081021	251022
	180618	240419	060420	091021	091122
	290618	140519	090420	101021	211122
	170718	210519	240420	111021	221122
	020818	290519	110520	181121	231122
			270520	221121	241122
	130818	030619			
	280818	100619	020620	210122	180123
	290818	270619	030620	310122	200123
	040918	110719	040620	220222	210123
	021018	300719	290620	230222	030223

Dirección: Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social, Ofc. 410 y 503

Teléfono: 02 3933790 Ext. 8900 - 01 - 02 Quito - Ecuador





	041018	130819	100720	090322	
	311018	140819	210920	300322	
	021118	280819	290920	310322	
	061118	090919	221020	010422	
	271118	180919	271020	020422	
	301118	230919	041120	220422	
	041218	141019	091220	230422	
	061218	231019	130421	090522	
	020119	281019	140421	100522	
	080119	091219	030621	110522	
	150119	231219	070721	140622	
AMCP1409-052	030619	080321			
AMCP1409-053	120220	200420	080621	200721	
AMCP1409-055	060718	240220	270521	160922	
	311218	190620	080921	241122	
	010419	121120	141221		
	311019	160421	160622		
AMCP1409-057	250219	170320	030920		
	231219	240320	231221		
	140120	020620	241221		
AMCP1409-058	120418	010419	160221	101022	
	131218	060619	070721	200123	
	010219	240420	261021		
	060219	251120	181121		
	050319	041220	150622		
AMCP1409-065	090418	050419	270520	121121	
	170418	200519	020620	040122	
	110518	200619	030720	120122	
	300518	280619	060820	250322	
	310518	230719	140920	130422	
	020718	300719	221020	240522	
	060718	230919	121120	140722	

	080818	101019	311220	180722	
	290818	061119	100221	200722	
	240918	111119	240221	171122	
	151018	041219	130421	231222	
	061118	200120	230621	040123	
	221118	050220	270721	190123	
	030119	090320	070921		
	040219	140520	031121		
AMCP1409-066	020518	270918	120220	261020	
AMCP1409-068	190618	280819	171120	210122	
	240818	230919	080321	220322	
	051018	231219	260321	240322	
	221018	220120	300621	150422	
	201118	230320	060721	090522	
	170119	060420	020821	130522	
	260219	190620	180821	210622	
	220319	040820	030921	091122	
	010419	030920	080921	131222	
	240419	221020	300921	100123	
	270619	271020	011121	080223	
	250719	041120	171221	100223	
AMCP1409-071	131218	240220	071021	110822	
	240219	020320	051121	241022	
	260219	230320	171221	251122	
	120319	061120	110122	240123	
	051119	301120	160522		
	101219	141220	080822		
AMCP1409-072	030220	181120	121121	250722	
I	040320	210121	141221	150922	
I	060420	260421	210122	210922	
I	260820	230621	070222	191022	•
I	150920	300921	100522	281022	•
	301020	081121	260522	141122	·

Dirección: Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social, Ofc. 410 y 503

Teléfono: 02 3933790 Ext. 8900 - 01 - 02 Quito - Ecuador





AMCP1409-074 AMCP1409-079 AMCP1409-080 AMCP1409-088 AMCP1409-090 AMCP1409-090	150618 170619 250418 070918 280918 140119 100619 180719 270120 260418 220518 150618 020818 280818 231018 151118 301118 040319 080419 040718 020818 191018 231018 191018 231018 291018 201118	180320 130521 260918 221018 200420 020620 290720 221020 220321 030619 170719 300819 090919 111119 261119 030220 170320 240320 070520 221118 090519 100519 140519 230519	071221 060722 290321 230322 250521 020721 261121 240122 010422 280520 290720 130820 230920 231020 091120 191120 031220 070121 170221	270422 180822 031122 090321 190321 291021 261121 270722 150922 210922 261022 241122 301122 030920 100920	150922
AMCP1409-080 AMCP1409-088 AMCP1409-090	250418 070918 280918 140119 100619 180719 270120 260418 220518 150618 020818 280818 231018 151118 301118 040319 080419 040718 020818 191018 231018	260918 221018 200420 020620 290720 221020 220321 030619 170719 300819 090919 111119 261119 030220 170320 240320 070520 221118 090519 100519 140519	290321 230322 250521 020721 261121 240122 010422 280520 290720 130820 230920 231020 091120 091120 031220 070121 170221	180822 031122 090321 190321 291021 261121 270722 150922 210922 261022 241122 301122	150922
AMCP1409-080 AMCP1409-088 AMCP1409-090	070918 280918 140119 100619 180719 270120 260418 220518 150618 020818 280818 231018 151118 301118 040319 080419 040718 020818 191018 231018 291018 201118	221018 200420 020620 290720 221020 220321 030619 170719 300819 090919 111119 261119 030220 170320 240320 070520 221118 090519 100519	230322 250521 020721 261121 240122 010422 280520 290720 130820 230920 231020 091120 191120 031220 070121 170221	180822 031122 090321 190321 291021 261121 270722 150922 210922 261022 241122 301122	150922
AMCP1409-088 AMCP1409-090	280918 140119 100619 180719 270120 260418 220518 150618 020818 280818 231018 151118 301118 040319 080419 040718 020818 191018 231018 291018 201118	200420 020620 290720 221020 220321 030619 170719 300819 090919 111119 261119 030220 170320 240320 070520 221118 090519 100519 140519	250521 020721 261121 240122 010422 280520 290720 130820 230920 231020 091120 191120 031220 070121 170221	090321 190321 291021 261121 270722 150922 210922 261022 241122 301122	150922
AMCP1409-080 AMCP1409-088 AMCP1409-090	140119 100619 180719 270120 260418 220518 150618 020818 280818 231018 151118 301118 040319 080419 040718 020818 191018 231018 291018 201118	020620 290720 221020 220321 030619 170719 300819 090919 111119 261119 030220 170320 240320 070520 221118 090519 100519 140519	020721 261121 240122 010422 280520 290720 130820 230920 231020 091120 191120 031220 070121 170221	090321 190321 291021 261121 270722 150922 210922 261022 241122 301122	150922
AMCP1409-088 AMCP1409-090	100619 180719 270120 260418 220518 150618 020818 280818 231018 151118 301118 040319 080419 040718 020818 191018 231018 231018 291018 201118	290720 221020 220321 030619 170719 300819 090919 111119 261119 030220 170320 240320 070520 221118 090519 100519 140519	261121 240122 010422 280520 290720 130820 230920 231020 091120 191120 031220 070121 170221	090321 190321 291021 261121 270722 150922 210922 261022 241122 301122	150922
AMCP1409-088 AMCP1409-090	180719 270120 260418 220518 150618 020818 280818 231018 151118 301118 040319 080419 040718 020818 191018 231018 291018 201118	221020 220321 030619 170719 300819 090919 111119 261119 030220 170320 240320 070520 221118 090519 100519 140519	240122 010422 280520 290720 130820 230920 231020 091120 191120 031220 070121 170221 160120 200120	190321 291021 261121 270722 150922 210922 261022 241122 301122	150922
AMCP1409-088 AMCP1409-090	270120 260418 220518 150618 020818 280818 231018 151118 301118 040319 080419 040718 020818 191018 231018 291018 201118	220321 030619 170719 300819 090919 111119 261119 030220 170320 240320 070520 221118 090519 100519 140519	010422 280520 290720 130820 230920 231020 091120 191120 031220 070121 170221 160120 200120	190321 291021 261121 270722 150922 210922 261022 241122 301122	150922
AMCP1409-088 AMCP1409-090 AMCP1409-094	260418 220518 150618 020818 280818 231018 151118 301118 040319 080419 040718 020818 191018 231018 291018 201118	030619 170719 300819 090919 111119 261119 030220 170320 240320 070520 221118 090519 100519 140519	280520 290720 130820 230920 231020 091120 191120 031220 070121 170221	190321 291021 261121 270722 150922 210922 261022 241122 301122	150922
AMCP1409-088 AMCP1409-090	220518 150618 020818 280818 231018 151118 301118 040319 080419 040718 020818 191018 231018 291018	170719 300819 090919 111119 261119 030220 170320 240320 070520 221118 090519 100519 140519	290720 130820 230920 231020 091120 191120 031220 070121 170221	190321 291021 261121 270722 150922 210922 261022 241122 301122	150922
AMCP1409-090 AMCP1409-094	150618 020818 280818 231018 151118 301118 040319 080419 040718 020818 191018 231018 291018 201118	300819 090919 111119 261119 030220 170320 240320 070520 221118 090519 100519 140519	130820 230920 231020 091120 191120 031220 070121 170221	291021 261121 270722 150922 210922 261022 241122 301122	150922
AMCP1409-090 AMCP1409-094	020818 280818 231018 151118 301118 040319 080419 040718 020818 191018 231018 291018 201118	090919 111119 261119 030220 170320 240320 070520 221118 090519 100519 140519	230920 231020 091120 191120 031220 070121 170221 160120 200120	261121 270722 150922 210922 261022 241122 301122	150922
AMCP1409-090 AMCP1409-094	280818 231018 151118 301118 040319 080419 040718 020818 191018 231018 291018 201118	111119 261119 030220 170320 240320 070520 221118 090519 100519 140519	231020 091120 191120 031220 070121 170221 160120 200120	270722 150922 210922 261022 241122 301122	150922
AMCP1409-090 AMCP1409-094	231018 151118 301118 040319 080419 040718 020818 191018 231018 291018 201118	261119 030220 170320 240320 070520 221118 090519 100519 140519	091120 191120 031220 070121 170221 160120 200120	150922 210922 261022 241122 301122	150922
AMCP1409-090 AMCP1409-094	301118 040319 080419 040718 020818 191018 231018 291018 201118	170320 240320 070520 221118 090519 100519 140519	031220 070121 170221 160120 200120	261022 241122 301122 030920	150922
AMCP1409-090 AMCP1409-094	040319 080419 040718 020818 191018 231018 291018 201118	240320 070520 221118 090519 100519 140519	070121 170221 160120 200120	241122 301122 030920	150922
AMCP1409-090 AMCP1409-094	080419 040718 020818 191018 231018 291018 201118	070520 221118 090519 100519 140519	170221 160120 200120	301122 030920	150922
AMCP1409-090 AMCP1409-094	040718 020818 191018 231018 291018 201118	221118 090519 100519 140519	160120 200120	030920	150922
AMCP1409-090 AMCP1409-094	020818 191018 231018 291018 201118	090519 100519 140519	200120		150922
AMCP1409-094	191018 231018 291018 201118	100519 140519	200120		150922
	231018 291018 201118	140519		100020	_
	291018 201118		OFCORO		031122
	201118	230519	050220	110920	010223
	-	050619	120220 190320	220321 210921	-
	120110				
		180619	020420	021221	
	280119	200819	070520	050422	
	090419	090919	020620	270522	
	100419	051219	040620	240622	
	240419	171219	080720	250822	
AMHO1509-009	101219	270422			
	240418	030619	200120	291020	200722
	150518	050619	220120	121120	210722
	160518	240619	280120	131120	080822
	290518	090719	180220	021220	110822
	191118	180719	200220	031220	250822
	041218	220719	260220	041220	050922
	191218	240719	020320	051220	060922
	201218	010819	160320	280121	070922
	170119	210819	230320	090221	160922
	060219	030919	250320	100221	280922
	070219	120919	060420 080420	140421	300922 011022
	120219 260219	190919	110520	190521 250521	
		300919			041022
	060319	101019	290520 170620	270521	121022 241022
	080319 120319	111019 151019	240620	310521 220621	241022
	010419	171019	030720	060921	160123
	090419	231019	040720	161121	170123
	160419	181119	050720	040122	180123
	090519	251119	011020	100122	260123
	210519	060120	201020	110122	200123
	290519	140120	231020	110122	_
MHO1509-010				140622	
AMHO1509-010	030518 140818	260219 060319	310521 141021	010822	
	231118 030119	010819 290120	181021 141221	241022 310123	
	110219		220222	310123	
		060420 181120	250322		

Dirección: Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social, Ofc. 410 y 503

Teléfono: 02 3933790 Ext. 8900 - 01 - 02 Quito - Ecuador





ANALIO4500 011	250410	030610	120520	010721	120122
AMHO1509-011	250418	030619	130520	010721	120123
	100518	170919	051020	240122	
	201218	240919	141020	010422	
	290419	060220	290321	041122	
AMHO1509-014	060418	120319	140622	200223	
	250518	301019	021122		
	120618	161020	031122		
	260618	181120	050123		
	191018	080721	030223		
AMHO1509-015	060819	141020			
	020320	210722			
	240320				
AMHO1509-018	210518	230919	030920	141221	
	190918	231219	170521	020822	
AMHO1509-019	210518	030920	270422	020022	
ANI 101303 013	190918	170521	280422		
			080822		
	230919	280521			
		231221	090822		
	170320	241221			
AMHO1509-045	291118	261119	200522	241122	
AMHO1509-048	260918	311019	030120	131120	111022
AMHO1509-050	060319	190620	290321	220822	
	260419	301120	230621	061022	
	020919	091220	100122		
AMHO1509-051	100519	181119	251119	301120	290321
AMHO1509-052	080819	030720	230721	080222	121022
	011119	280820	240721	220222	151122
	220120	250920	090821	030322	281122
	040220	171120	310821	270422	301122
	260220 050320	031220 270121	010921 070921	040522 100522	121222 191222
	180320	080221	300921	090622	100123
	210320	180321	201021	160622	170123
	030420	040521	101121	190722	240123
	130520	110521	171121	260722	310123
	020620	120521	151221	010922	210223
	030620	310521	040122	290922	
AMHO1509-053	160120	210320	240420	121222	
AMHO1509-055	050721	191121	180222	030123	200223
	080921 170921	141221 210122	200422 031122	050123 310123	-
AMVC1774-152	260919	210122	031122	310123	
AMVC1774-160	100518	030919	290720	181021	261022
	110618	051119	021120	140222	160223
	070818	270120	160321	250222	
	151018	120320	130421	180722	
	160419	170320	030621	270722	
	170619	040420	280721	020822	
AMVC1774-161	150618	040820	051020	271020	220222
AMVC1774-162	260418	190718	180419	230620 040820	220222 270422
	110618 150618	130818 101018	180619 300719	040820	240622
	290618	301018	280819	300621	250622
	030718	311018	181019	160921	270922
	100718	130319	140420	081121	
	160718	170419	220620	091121	

Dirección: Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social, Ofc. 410 y 503

Teléfono: 02 3933790 Ext. 8900 - 01 - 02 Quito - Ecuador





ANAVC1774 163	010518	240719	230320	041220	280222
AMVC1774-163				041220	_
	100818	040919	010420	210121	220622
	301018 061218	111119 301219	190620 290720	060721 160921	211022
	100619	060220		210122	241022 291122
	230719	240220	141020 121120	220222	291122
ANAL/C1774 164				220222	
AMVC1774-164	300418	110618	010422	444334	444022
AMVC1774-165	310518	240719	040820	141221	111022
	091018	151019	121121	110122	
***********	270219	190620	091221	220622	054222
AMVC1774-167	020718	300419	221019	210320	051222
AMVC1774-171	060319	290720	140621		
**********	030619	010221	170621		
AMVC1774-172	030119				
AMVC1774-173	240418	021018	200420	100621	
	040518	160419	041120	070122	
	080518	090819	101120		
AMVC1774-177	250418	030619	090420	290321	091122
	270618	060619	141020	300621	291122
	151018	150819	101220	011021	
	081118	230919	171220	240122	
	010519	040220	181220	290622	
AMVC1774-178	170918	300919	111220	200521	270922
	180419	220120	231220	230822	
AMVC1774-179	200718	110918	110419	240619	201020
AMVC1774-181	010420				
AMVC1774-183	140119	141221	070422		
		_			
AMVC1774-184	170320	•			
AMVC1774-184 AMVC1774-185	170320 201021	050522	250722		
		050522 100122	250722		
AMVC1774-185	201021		250722 170918	040319	
AMVC1774-185 AMVC1774-186	201021 141020	100122		040319 210621	270422
AMVC1774-185 AMVC1774-186 AMVC1775-150	201021 141020 250518	100122 150618	170918		270422 020622
AMVC1774-185 AMVC1774-186 AMVC1775-150	201021 141020 250518 180418	100122 150618 290319	170918 010420 170520	210621	
AMVC1774-185 AMVC1774-186 AMVC1775-150	201021 141020 250518 180418 060718	100122 150618 290319 210619	170918 010420	210621 210721	020622
AMVC1774-185 AMVC1774-186 AMVC1775-150	201021 141020 250518 180418 060718 300119 120219	100122 150618 290319 210619 090719 180719	170918 010420 170520 090620 150920	210621 210721 030921	020622
AMVC1774-185 AMVC1774-186 AMVC1775-150 AMVC1775-157	201021 141020 250518 180418 060718 300119 120219 060319	100122 150618 290319 210619 090719 180719 171019	170918 010420 170520 090620 150920 170621	210621 210721 030921 131021 140322	020622 150822
AMVC1774-185 AMVC1774-186 AMVC1775-150 AMVC1775-157	201021 141020 250518 180418 060718 300119 120219 060319 090719	100122 150618 290319 210619 090719 180719 171019 031019	170918 010420 170520 090620 150920 170621 121020	210621 210721 030921 131021 140322 171220	020622 150822 240122
AMVC1774-185 AMVC1774-186 AMVC1775-150 AMVC1775-157	201021 141020 250518 180418 060718 300119 120219 060319 090719 230418	100122 150618 290319 210619 090719 180719 171019 031019 260919	170918 010420 170520 090620 150920 170621 121020 250121	210621 210721 030921 131021 140322 171220 260521	020622 150822
AMVC1774-185 AMVC1774-186 AMVC1775-150 AMVC1775-157	201021 141020 250518 180418 060718 300119 120219 060319 090719 230418 110518	100122 150618 290319 210619 090719 180719 171019 031019 260919 251119	170918 010420 170520 090620 150920 170621 121020 250121 300321	210621 210721 030921 131021 140322 171220 260521 011121	020622 150822 240122
AMVC1774-185 AMVC1774-186 AMVC1775-150 AMVC1775-157	201021 141020 250518 180418 060718 300119 120219 060319 090719 230418 110518	100122 150618 290319 210619 090719 180719 171019 031019 260919 251119 110920	170918 010420 170520 090620 150920 170621 121020 250121 300321 120421	210621 210721 030921 131021 140322 171220 260521 011121 120422	020622 150822 240122
AMVC1774-185 AMVC1774-186 AMVC1775-150 AMVC1775-157 AMVC1775-160 AMVC1775-162	201021 141020 250518 180418 060718 300119 120219 060319 090719 230418 110518 090519 240719	100122 150618 290319 210619 090719 180719 171019 031019 260919 251119 110920 170920	170918 010420 170520 090620 150920 170621 121020 250121 300321 120421 250521	210621 210721 030921 131021 140322 171220 260521 011121 120422 050522	020622 150822 240122 031122
AMVC1774-185 AMVC1774-186 AMVC1775-150 AMVC1775-157	201021 141020 250518 180418 060718 300119 120219 060319 090719 230418 110518 090519 240719 180518	100122 150618 290319 210619 090719 180719 171019 031019 260919 251119 110920 170920 150519	170918 010420 170520 090620 150920 170621 121020 250121 300321 120421 250521 250320	210621 210721 030921 131021 140322 171220 260521 011121 120422 050522 011020	020622 150822 240122
AMVC1774-185 AMVC1774-186 AMVC1775-150 AMVC1775-157 AMVC1775-160 AMVC1775-162	201021 141020 250518 180418 060718 300119 120219 060319 090719 230418 110518 090519 240719 180518 110618	100122 150618 290319 210619 090719 180719 171019 031019 260919 251119 110920 170920 150519 250519	170918 010420 170520 090620 150920 170621 121020 250121 300321 120421 250521 250320 010420	210621 210721 030921 131021 140322 171220 260521 011121 120422 050522 011020 161020	020622 150822 240122 031122
AMVC1774-185 AMVC1774-186 AMVC1775-150 AMVC1775-157 AMVC1775-160 AMVC1775-162	201021 141020 250518 180418 060718 300119 120219 060319 090719 230418 110518 090519 240719 180518 110618	100122 150618 290319 210619 090719 180719 171019 031019 260919 251119 110920 170920 150519 250519 240719	170918 010420 170520 090620 150920 170621 121020 250121 300321 120421 250521 250320 010420 110520	210621 210721 030921 131021 140322 171220 260521 011121 120422 050522 011020 161020 231120	020622 150822 240122 031122
AMVC1774-185 AMVC1774-186 AMVC1775-150 AMVC1775-157 AMVC1775-160 AMVC1775-162	201021 141020 250518 180418 060718 300119 120219 060319 090719 230418 110518 090519 240719 180518 110618 140618	100122 150618 290319 210619 090719 180719 171019 031019 260919 251119 110920 170920 150519 250519 240719 231019	170918 010420 170520 090620 150920 170621 121020 250121 300321 120421 250521 250320 010420 110520 190620	210621 210721 030921 131021 140322 171220 260521 011121 120422 050522 011020 161020 231120 041220	020622 150822 240122 031122
AMVC1774-185 AMVC1774-186 AMVC1775-150 AMVC1775-157 AMVC1775-160 AMVC1775-162	201021 141020 250518 180418 060718 300119 120219 060319 090719 230418 110518 090519 240719 180518 110618 140618 150618 120219	100122 150618 290319 210619 090719 180719 171019 031019 260919 251119 110920 170920 150519 250519 240719 231019 200120	170918 010420 170520 090620 150920 170621 121020 250121 300321 120421 250521 250320 010420 110520 190620 220620	210621 210721 030921 131021 140322 171220 260521 011121 120422 050522 011020 161020 231120 041220	020622 150822 240122 031122
AMVC1774-185 AMVC1774-186 AMVC1775-150 AMVC1775-157 AMVC1775-160 AMVC1775-162	201021 141020 250518 180418 060718 300119 120219 060319 090719 230418 110518 090519 240719 180518 110618 140618 150618 120219 030518	100122 150618 290319 210619 090719 180719 171019 031019 260919 251119 110920 170920 150519 250519 240719 231019 200120 160419	170918 010420 170520 090620 150920 170621 121020 250121 300321 120421 250521 250320 010420 110520 190620 220620 151119	210621 210721 030921 131021 140322 171220 260521 011121 120422 050522 011020 161020 231120 041220 041021 170221	020622 150822 240122 031122 160123
AMVC1774-185 AMVC1774-186 AMVC1775-150 AMVC1775-157 AMVC1775-160 AMVC1775-162	201021 141020 250518 180418 060718 300119 120219 060319 090719 230418 110518 090519 240719 180518 110618 140618 150618 120219 030518 110618	100122 150618 290319 210619 090719 180719 171019 031019 260919 251119 110920 170920 150519 250519 240719 231019 200120 160419 240419	170918 010420 170520 090620 150920 170621 121020 250121 300321 120421 250521 250320 010420 110520 190620 220620 151119 051219	210621 210721 030921 131021 140322 171220 260521 011121 120422 050522 011020 161020 231120 041220 041021 170221 040521	020622 150822 240122 031122 160123 070422 010822
AMVC1774-185 AMVC1774-186 AMVC1775-150 AMVC1775-157 AMVC1775-160 AMVC1775-162	201021 141020 250518 180418 060718 300119 120219 060319 090719 230418 110518 090519 240719 180518 110618 140618 150618 120219 030518 110618	100122 150618 290319 210619 090719 180719 171019 031019 260919 251119 110920 170920 150519 240719 231019 200120 160419 240419 300419	170918 010420 170520 090620 150920 170621 121020 250121 300321 120421 250521 250320 010420 110520 190620 220620 151119 051219 060220	210621 210721 030921 131021 140322 171220 260521 011121 120422 050522 011020 161020 231120 041220 041021 170221 040521 140721	020622 150822 240122 031122 160123 070422 010822 120922
AMVC1774-185 AMVC1774-186 AMVC1775-150 AMVC1775-157 AMVC1775-160 AMVC1775-162	201021 141020 250518 180418 060718 300119 120219 060319 090719 230418 110518 090519 240719 180518 110618 140618 150618 120219 030518 110618 150618 290618	100122 150618 290319 210619 090719 180719 171019 031019 260919 251119 110920 170920 150519 240719 231019 200120 160419 240419 300419 300519	170918 010420 170520 090620 150920 170621 121020 250121 300321 120421 250521 250320 010420 110520 190620 220620 151119 051219 060220 030320	210621 210721 030921 131021 140322 171220 260521 011121 120422 050522 011020 161020 231120 041220 041221 170221 140721 220721	020622 150822 240122 031122 160123 070422 010822 120922 270922
AMVC1774-185 AMVC1774-186 AMVC1775-150 AMVC1775-157 AMVC1775-160 AMVC1775-162	201021 141020 250518 180418 060718 300119 120219 060319 090719 230418 110518 090519 240719 180518 110618 140618 150618 120219 030518 110618	100122 150618 290319 210619 090719 180719 171019 031019 260919 251119 110920 170920 150519 240719 231019 200120 160419 240419 300419	170918 010420 170520 090620 150920 170621 121020 250121 300321 120421 250521 250320 010420 110520 190620 220620 151119 051219 060220	210621 210721 030921 131021 140322 171220 260521 011121 120422 050522 011020 161020 231120 041220 041021 170221 040521 140721	020622 150822 240122 031122 160123 070422 010822 120922
AMVC1774-185 AMVC1774-186 AMVC1775-150 AMVC1775-157 AMVC1775-160 AMVC1775-162	201021 141020 250518 180418 060718 300119 120219 060319 090719 230418 110518 090519 240719 180518 110618 140618 150618 120219 030518 110618 150618 290618	100122 150618 290319 210619 090719 180719 171019 031019 260919 251119 110920 170920 150519 240719 231019 200120 160419 240419 300419 300519	170918 010420 170520 090620 150920 170621 121020 250121 300321 120421 250521 250320 010420 110520 190620 220620 151119 051219 060220 030320	210621 210721 030921 131021 140322 171220 260521 011121 120422 050522 011020 161020 231120 041220 041221 170221 140721 220721	020622 150822 240122 031122 160123 070422 010822 120922 270922
AMVC1774-185 AMVC1774-186 AMVC1775-150 AMVC1775-157 AMVC1775-160 AMVC1775-162	201021 141020 250518 180418 060718 300119 120219 060319 090719 230418 110518 090519 240719 180518 110618 150618 120219 030518 110618 150618 150618 150618 150618	100122 150618 290319 210619 090719 180719 171019 031019 260919 251119 110920 170920 150519 250519 240719 231019 200120 160419 240419 300419 300519 210619	170918 010420 170520 090620 150920 170621 121020 250121 300321 120421 250521 250320 010420 110520 190620 220620 151119 051219 060220 030320 230320	210621 210721 030921 131021 140322 171220 260521 011121 120422 050522 011020 161020 231120 041220 041021 170221 040521 140721 220721 271021	020622 150822 240122 031122 160123 070422 010822 120922 270922 081222
AMVC1774-185 AMVC1774-186 AMVC1775-150 AMVC1775-157 AMVC1775-160 AMVC1775-162	201021 141020 250518 180418 060718 300119 120219 060319 090719 230418 110518 090519 240719 180518 110618 150618 120219 030518 110618 150618 150618 150618 150618 150618 150618	100122 150618 290319 210619 090719 180719 171019 031019 260919 251119 110920 170920 150519 250519 240719 231019 200120 160419 240419 300419 300519 210619 240719	170918 010420 170520 090620 150920 170621 121020 250121 300321 120421 250521 250320 010420 110520 190620 220620 151119 051219 060220 030320 230320 010520	210621 210721 030921 131021 140322 171220 260521 011121 120422 050522 011020 161020 231120 041220 041021 170221 040521 140721 220721 271021 011121	020622 150822 240122 031122 160123 070422 010822 120922 270922 081222
AMVC1774-185 AMVC1774-186 AMVC1775-150 AMVC1775-157 AMVC1775-160 AMVC1775-162	201021 141020 250518 180418 060718 300119 120219 060319 090719 230418 110518 090519 240719 180518 110618 150618 120219 030518 110618 150618 150618 150618 150618 150618 150618 150618 150618 150618 150618	100122 150618 290319 210619 090719 180719 171019 031019 260919 251119 110920 170920 150519 250519 240719 231019 200120 160419 240419 300419 300519 210619 240719 060819	170918 010420 170520 090620 150920 170621 121020 250121 300321 120421 250521 250320 010420 110520 190620 220620 151119 051219 060220 030320 230320 010520 040920	210621 210721 030921 131021 140322 171220 260521 011121 120422 050522 011020 161020 231120 041220 041021 170221 040521 140721 220721 271021 011121 081121	020622 150822 240122 031122 160123 070422 010822 120922 270922 081222

Dirección: Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social, Ofc. 410 y 503

Teléfono: 02 3933790 Ext. 8900 - 01 - 02 Quito - Ecuador





AMVC1775-165	060219	271120			
AMVC1775-167	310818	270619	090420	020821	
	061218	301219	300621		
AMVC1775-168	110618	311019	290720	051121	
	060319 280819	171219 070120	280920 040121	170222 230123	
	300919	010420	200421	230123	
	171019	120620	170821		
AMVC1775-170	201020				•
AMVC1775-171	031219	240920	251021	240622	231122
	020320	270121	141221	290622	
	010420	180321	070222	151122	
AMVC1775-174	180718	240119	250719		
AMVC1775-177	060120	150622 260319	010430	140421	
AMVC1775-178	160418 270918	030619	010420 190620	140421 270921	
	150119	160120	131020	190722	
AMVC1775-181	170918	180419	270422		
AMVC1775-182	110419	240619	150920		
AMVC1775-184	260418				
AMVC1775-185	220319	040919	230320		
AMVC1775-187	041018				
AMVC1775-189	160418	170619	100220	240222	
	061118	060919	040820 110321	270422	
	110119 030619	071019 200120	060821	150622 161122	
AMVC1775-190	060418	150519	230320	271020	210722
	170418	060819	070420	110821	220722
	230418	280819	040820	021121	
	030718	060919	250820	141221	
	271218	180919	040920	010422	
AMVC1775-191	100518	301118	070422		
AMVC1775-192	010518	260219	301219	041220	
	220518	220319	230320		
	250518	100619	290720		
*************	211218	051219	210920		
AMVC1775-194	110418				
AMVC1775-195	070818	311218	050619	160719	290321
AMVC1775-196	190119	240220	160421	091221	210722
	110219	170320	190421	101221	270722
	180219	190620	280421	141221	010822
	240219	040820	180521	040122	100822
	260219	210920	240521	250122	220922
	220319	111120	250521	310122	230922
	230419	191120	270521	220222	051022
	240419	241120	240621	100322	191222
	010819	260121	060821	120422	120123
	210819	150221	080921	110522	090223
	020919	220221	081121	160622	
	021219	090321	171121	010722	
AMVC1775-198	040219	030321	1,1121	010/22	
AMVC1775-199	240219	260219			
AMVC1775-200	060919	010420	090420		
AMVC1775-201	050419	290120	270422	310522	
			_		

Dirección: Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social, Ofc. 410 y 503

Teléfono: 02 3933790 Ext. 8900 - 01 - 02 Quito - Ecuador





AMVC1775-203	210519	170919	010221	261021	011022
	140619	230919	110221	041121	031122
	240619	031019	150221	100122	131222
	030719	311019	020621	110122	
	220719	081220	090621	270522	
	020819	141220	290921	020822	
	190819	210121	131021	300922	
AMVC1775-204	090120	161220	230621	010222	210922
	200120	311220	290621	140222	220922
	020320	080121	080721	010322	280922
	300520	130121	230821	250322	041022
	150620	150121	020921	300322	071022
	060720	260121	201021	010422	191022
	070720	040221	041121	140422	011122
	250820	180221	081121	270422	151122
	020920	220221	181121	130522	121222
	231020	260221	251121	200522	131222
	261020	150321	261121	260522	141222
	301020	230321	081221	190722	201222
	111120	130521	161221	080822	010223
	271120	250521	211221	050922	030223
	021220	010621	100122	150922	100223
	091220	110621	130122	160922	210223
AMVC1775-206	280320	080621	060922	-	-
	060121	240921	031122		
AMVC1775-207	280320	221221	011222		
	021020	060722	061222		
AMVC1775-208	030921	201021	•		
AMVC1775-209	150223	-			

Armstrong Medical Limited confirma que este Aviso de Seguridad ha sido notificado a la Autoridad Competente del Reino Unido- Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA).

Armstrong Medical Limited confirma que este Aviso de Seguridad de Campo ha sido notificado a todas las Autoridades Competentes, en las jurisdicciones donde el dispositivo está disponible en el mercado, incluyendo, pero no limitado a Irlanda, Australia, Canadá, Japón y EE.UU.

SITUACIÓN EN EL ECUADOR

En Ecuador, existe registro sanitario vigente asociado al dispositivo médico objeto de la notificación de seguridad por el Fabricante Armstrong Medical Limited; en ese sentido los Titulares/Solicitantes de Registro Sanitario actuarán en concordancia con la Normativa legal vigente en relación a la información de seguridad.

Adicionalmente la ARCSA emite las siguientes recomendaciones para establecimientos de salud y farmacéuticos:

Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria

Dirección: Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social, Ofc. 410 y 503

Teléfono: 02 3933790 Ext. 8900 - 01 - 02 Quito - Ecuador





PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD:

- Verificar si en su institución de salud se utilizan los dispositivos médicos objeto de la notificación urgente de seguridad del fabricante.
- Contactar con el proveedor del producto involucrado para efectuar las recomendaciones específicas para la utilización del producto determinadas por el fabricante.
- Reportar las sospechas de incidentes y eventos adversos asociados a los productos objeto de la acción de seguridad del fabricante al Centro Nacional de Farmacovigilancia, como está establecido en la Normativa legal vigente.

PARA ESTABLECIMIENTOS FARMACÉUTICOS:

- Efectuar la trazabilidad de los productos afectados y dar inicio al plan de acción dispuesto por el fabricante.
- Reportar las sospechas de incidentes y eventos adversos asociados a los productos objeto de la acción de seguridad del fabricante al Centro Nacional de Farmacovigilancia, como está establecido en la Normativa legal vigente.

El Centro Nacional de Farmacovigilancia de la ARCSA, invita a informar sobre cualquier sospecha de incidente o evento adverso asociado al uso de dispositivos médicos, a través del correo electrónico: farmaco.vigilancia@controlsanitario.gob.ec

La información proporcionada será estrictamente confidencial.

Referencia: https://mhra-gov.filecamp.com/s/d/TxuV7IGFTmLZDIqi

Tweet | Arcsa informa | Circuitos respiratorios neonatales: riesgo de daños al paciente como consecuencia de la desconexión del tubo (y de un conector unido al tubo) del codo dentro de los circuitos respiratorios neonatales.





